

SCALABROS SRL

Via Caduti di Sabbiuno 83/C,
Loc. Bazzano
40053 Valsamoggia (BO)
Tel: 051- 832587– E-mail: info@scalabros.it
C.F. 02853661201



ISTRUZIONI PER L'USO



CUFFIA ELASTICA modello CF.001.001

Dispositivo Medico T0207 secondo nomenclatura CND

Direttiva 93/42/CEE – D. Lgs. 46/97

DESCRIZIONE GENERALE

La cuffia CF.001.001 offre all'operatore e al paziente una protezione di base rispetto al passaggio di agenti infettivi, in particolare riduce la trasmissione di microrganismi, fluidi corporei e particelle, comprese quelle rilasciate dal cuoio capelluto, fra pazienti e operatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cuffia MONOUSO composto da tessuto non tessuto (100 % polipropilene) idrorepellente e traspirante. Non contiene lattice. Fettuccia elastica in gomma sintetica.

COME INDOSSARE LA CUFFIA

- *Prima di entrare nella zona operativa, estrarre una cuffia dall'imballaggio*
- *Maneggiandola con mani pulite e asciutte infilarla sopra il capo*
- *Distendere la cuffia in modo da raccogliere tutti i capelli e lasciare libero il campo visivo*

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare nel caso di evidenti danni o difetti (buchi, strappi ecc.).

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

SMALTIMENTO

Se contaminato, smaltire dopo l'uso come un rifiuto biologico infettivo.